

## MedRena PARAMETRI del sistema di infusione DS50

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Canali di infusione        | da 2 fino a 8 , combinazione casuale tra pompe di infusione e pompe a siringa   |
| Modelli applicabili        | Pompe di infusione UniFusion VP50/UniFusion VP50 Pro<br>Pompe a siringa : UniFusion SP50/UniFusion SP50 Pro   |
| Estensione                 | Sì, estensione facile fino a 16 canali.   |
| Gestione potenza integrata | Per l'alimentazione di tutte le pompe è necessario un solo cavo di collegamento.  |
| Sostituzione               | L'inserimento o la rimozione delle pompe dalla stazione non ha alcuna influenza sul processo di erogazione dell'infusione.                          |
| Gestione dei tubi          | La clip per tubi facilita la connessione di una prolunga, organizzare i tubi nelle vicinanze del letto per essere ordinati, sicuri e professionali. |
| Alimentazione              | 100-240V, 50/60Hz   |

### Foto

